

FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Mir, Micromedical, Vitalograph conf. 100 pz.



FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO

- Misura interna: Ø 2,75 cm
- Misura esterna: Ø 3 cm
- Compatibilità con codici GIMA: 33431, 33433, 33471-2, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534
- Compatibilità con: Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (koko legend), Cardiette (Pneumos 300)

Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da boccaglio.

Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi.

Confezionato singolarmente in busta trasparente.

Produzione italiana.