

## **FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Cosmed conf. 100 pz.**



### **FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO**

- Misura interna: Ø 2,75 cm
- Misura esterna: Ø 3,1 cm
- Compatibilità con: Cosmed

Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali.  
Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da boccaglio.

Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi.

Confezionato singolarmente in busta trasparente.

Produzione italiana.