

## **FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Sensormedics, BTL, Thor conf. 100 pz.**



### **FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO**

- Misura interna: Ø 3,05 cm
- Misura esterna: Ø 3,5 cm
- Compatibilità con: Sensormedics, BTL, Thor, Morgan, Chest, Microgard

Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali.  
Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da boccaglio.

Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi.

Confezionato singolarmente in busta trasparente.

Produzione italiana.