

FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Medical Graphics conf. 100 pz.



FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO

- Misura interna: Ø 3,4 cm
- Misura esterna: Ø 3,6 cm
- Compatibilità con: Medical Graphics

Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da boccaglio.

Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi.

Confezionato singolarmente in busta trasparente.

Produzione italiana.