

BOCCAGLIO GIMA per COSMED mod. PONY conf. 100 pz.



BOCCAGLIO GIMA per COSMED mod. PONY

Boccagli monouso di carta, confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

- Materiale: carta
- Dimensioni (\emptyset int x \emptyset est x h): 2,8 x 3,05 x 7 cm (adulti)
- Compatibile con: Cosmed (modello Pony)

Il boccaglio monouso GIMA per spirometri COSMED mod. PONY è un accessorio indispensabile per eseguire test spirometrici in totale sicurezza e igiene. Progettato per uso professionale, garantisce la massima affidabilità durante le misurazioni della funzionalità respiratoria, evitando contaminazioni crociate tra pazienti.

Realizzato in materiale leggero e resistente, ogni boccaglio è confezionato singolarmente per assicurare standard igienici elevati in ambito sanitario. È perfettamente compatibile con spirometri COSMED modello PONY, assicurando un'aderenza ottimale e una corretta

esecuzione del test.

Ideale per studi medici, ambulatori e strutture sanitarie, rappresenta una soluzione pratica e sicura per l'utilizzo quotidiano.

Caratteristiche principali

Compatibile con spirometri COSMED mod. PONY

Monouso per massima igiene

Confezionati singolarmente

Materiale leggero e resistente

Ideale per test spirometrici professionali

Facile inserimento e utilizzo

Riduce il rischio di contaminazione

Confezione da 100 pezzi

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questo boccaglio?

Serve per eseguire test spirometrici in modo igienico e sicuro.

È riutilizzabile?

No, è monouso per garantire la massima sicurezza.

Con quali dispositivi è compatibile?

Con spirometri COSMED modello PONY.

È confezionato singolarmente?

Sì, ogni boccaglio è imbustato singolarmente.

È adatto a uso professionale?

Sì, è progettato per ambulatori e strutture sanitarie.

Boccagli monouso GIMA compatibili con spirometro COSMED Pony.

Confezione da 100 pezzi, igienici e sicuri per test spirometrici professionali.