

## **BOCCAGLIO GIMA per COSMED mod. PONY conf. 100 pz.**



### **BOCCAGLIO GIMA per COSMED mod. PONY**

Boccagli monouso di carta, confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

- Materiale: carta
- Dimensioni ( $\emptyset$  int x  $\emptyset$  est x h): 2,8 x 3,05 x 7 cm (adulti)
- Compatibile con: Cosmed (modello Pony)

Il boccaglio monouso GIMA per spirometri COSMED mod. PONY è un accessorio indispensabile per eseguire test spirometrici in totale sicurezza e igiene. Progettato per uso professionale, garantisce la massima affidabilità durante le misurazioni della funzionalità respiratoria, evitando contaminazioni crociate tra pazienti.

Realizzato in materiale leggero e resistente, ogni boccaglio è confezionato singolarmente per assicurare standard igienici elevati in ambito sanitario. È perfettamente compatibile con spirometri COSMED modello PONY, assicurando un'aderenza ottimale e una corretta

esecuzione del test.

Ideale per studi medici, ambulatori e strutture sanitarie, rappresenta una soluzione pratica e sicura per l'utilizzo quotidiano.

### **Caratteristiche principali**

Compatibile con spirometri COSMED mod. PONY

Monouso per massima igiene

Confezionati singolarmente

Materiale leggero e resistente

Ideale per test spirometrici professionali

Facile inserimento e utilizzo

Riduce il rischio di contaminazione

Confezione da 100 pezzi

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **A cosa serve questo boccaglio?**

*Serve per eseguire test spirometrici in modo igienico e sicuro.*

#### **È riutilizzabile?**

*No, è monouso per garantire la massima sicurezza.*

#### **Con quali dispositivi è compatibile?**

*Con spirometri COSMED modello PONY.*

#### **È confezionato singolarmente?**

*Sì, ogni boccaglio è imbustato singolarmente.*

#### **È adatto a uso professionale?**

*Sì, è progettato per ambulatori e strutture sanitarie.*

Boccagli monouso GIMA compatibili con spirometro COSMED Pony.

Confezione da 100 pezzi, igienici e sicuri per test spirometrici professionali.