

BOCCAGLIO GIMA diam 2,8x3 x h 6,5 cm conf. 100 pz.



Boccagli monouso di carta adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

- Materiale: carta
- Dimensioni (\varnothing int x \varnothing est x h): 2,8 x 3 x 6,5 cm (adulto)
- Da utilizzare con i codici: 33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534
- Compatibile con: Micromedical Vitalograph, Mir Ferraris (Koko legend) Cardiette