

Boccagli Monouso per Spirometri COSMED PONY FX - Conf. 500 pz



Boccagli monouso di carta, adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

- Materiale: carta
- Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,8 x 3,05 x 7 cm (adulti)
- Compatibile con: Cosmed (modello Pony)

I boccagli monouso in carta per spirometri e misuratori di picco di flusso sono accessori progettati per garantire igiene e sicurezza durante l'esecuzione di test respiratori e spirometrici. Realizzati in carta resistente, rappresentano una soluzione pratica e igienica per l'utilizzo in ambito clinico, ambulatoriale e diagnostico.

Ogni boccaglio è confezionato singolarmente in un sacchetto trasparente, assicurando massima protezione e igiene fino al momento dell'utilizzo. Grazie alla struttura leggera ma resistente, consentono una corretta esecuzione dei test respiratori mantenendo comfort per il paziente e precisione nella misurazione.

Con dimensioni di circa 2,8 x 3,05 x 7 cm, questi boccagli sono compatibili con la maggior parte degli spirometri e misuratori di picco di flusso presenti sul mercato. In particolare

risultano compatibili con dispositivi Cosmed (modello Pony).

La confezione da 500 pezzi è ideale per strutture sanitarie, laboratori diagnostici e studi medici che effettuano frequentemente test spirometrici e controlli della funzionalità respiratoria.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono i boccagli monouso per spirometri?

Sono utilizzati per eseguire test spirometrici e misurazioni del picco di flusso in modo igienico.

Il boccaglio è monouso?

Sì, ogni boccaglio è monouso e confezionato singolarmente.

Con quali dispositivi sono compatibili?

Sono compatibili con la maggior parte degli spirometri, inclusi i modelli Cosmed Pony.

Di che materiale sono realizzati?

Sono realizzati in carta resistente.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 500 boccagli.

Boccagli monouso in carta per spirometri e misuratori di picco di flusso, compatibili con Cosmed Pony. Confezione igienica da 500 pezzi.