


NUOVO ECOGRAFO MINDRAY DP-50 EXPERT



ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY DP-50 EXPERT con monitor LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software multipli, senza sonde.

Modalità immagine: B, B/B, 4B, B/M, M

Elaborazione dell'immagine:

- imaging armonico a spostamento di fase
- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- iBeam™ composizione spaziale dell'immagine
- iClear™ immagini senza macchie
- iTouch™ ottimizzazione automatica
- immagini trapezoidali
- iZoom™ visualizzazione automatica a schermo pieno
- scansione inclinata per le sonde lineari (2D Steer)

Sonde a banda larga multifrequenza: continuamente regolabili 2-14 MHz

Flusso di lavoro intelligente/Memorizzazione/Revisione:

- sistema di gestione intelligente dei dati del paziente iStation™
- 320 GB di memoria su hard disk
- 4 porte USB
- capacità memoria cine (max): Modalità B: 10566 fotogrammi / Modalità M: 66,3 s

PW (doppler pulsato) e DICOM inclusi

Fornito con manuale in: GB, IT e manuale su CD in: GB, IT, FR, DE, RU, ES, PT, BR

Display: LCD 15"

Lingue del display: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, DK, NO, SE, DE

Alimentazione: CA 100-240 V - 50/60 Hz

Batteria agli ioni di litio ricaricabile - su richiesta

Dimensioni e peso: DP-50 Expert 14,7x36,1xh 35,8 cm - 7,5 kg