

## PULSOXIMETRO OXY-100



Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO2 possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero.

Caratteristiche:

- alta precisione e ripetibilità dei risultati
- allarmi visivi e sonori programmabili
- 384 ore di memorizzazione dati per visione successiva (1/2/4/8 sec.)
- spegnimento automatico

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT.

Campo saturazione ossigeno: 35% - 100%

Campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm

Campo dell'indice di perfusione (PI): 0,2% - 20%

Display: saturazione O2, pulsazioni, intensità pulsazione, indicatore batteria scarica, indice di perfusione

Precisione SpO2: non più di >3% per campo SpO2 da 70 a 100%

Precisione definita come valore di deviazione della radice quadrata della media conforme alla ISO9919

Precisione battito:  $\pm 2\%$  della scala completa

Impostazione campo allarmi:

limite superiore SpO2: 95%

limite inferiore SpO2: 85%

limite superiore pulsazioni: 100-240 bpm

limite inferiore pulsazioni: 30-60 bpm

Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 4,5 V tempo di lavoro continuo > 30 ore

Dimensioni: 145 x 74 x 29 mm

Peso: 210 g

Garanzia: 1 anno