

BRACCIALE HEINE 1 TUBO - bambino - 2



BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO

- Bambino - 2
- Codice Heine: M-000-09-702
- Colore: grigio
- Dimensioni: 10 x 34 cm
- Circonferenza: 13 - 20 cm

Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro. Combinano perfettamente comfort e facilità d'uso. Compatibili con tutti gli sfigmomanometri Heine. Materiale impermeabile lavabile. Senza lattice.

Compatibilità: Tutti gli sfigmo Heine 1 tubo