

BRACCIALE RIESTER 1 TUBO - cosciale



RIESTER ORIGINAL CUFF - LATEX FREE

- 1 TUBO
- Cosciale velcro
- Codice Riester: 125
- Colore: nero
- Dimensione cm: 70x22
- Circonf. cm: 42 - 50

Compatibilità : Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a tubo singolo (Valvola metallo inclusa in bracciale Minimus II, E-Mega, Babyphon, non inclusa in bracciale di ricambio, utilizzare valvola del vecchio bracciale)