

## BRACCIALE RIESTER "PEZZO UNICO" 2 TUBI - adulto



### BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO

- 2 TUBI - lunghezza 50 cm
- Bracciale pezzo unico adulto
- Codice Riester: 151
- Colore: verde scuro
- Dimensione cm: 54,5x14,5
- Circonf. cm: 24 - 32

### Compatibilità:

Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a due tubi incluso BigBen

Ideali per evitare la contaminazione crociata. Superficie morbida per maggiore comfort. Senza lattice.

Lavabili a 60°C e disinfettabili con liquidi, riutilizzabili fino a 10.000 volte. Conformi a ISO 105 E01.