

MISURATORE DI PRESSIONE + ECG OMRON COMPLETE HEM-7350T



MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE HEM-7530T-E3

OMRON Complete 2-in-1 è un misuratore di pressione arteriosa smart, clinicamente validato e accurato, con ECG a derivazione singola, per risultati semplici, immediati e accurati. Può misurare solo la pressione arteriosa, eseguire solo l'ECG o effettuare entrambi contemporaneamente. Screening rapido di una serie di disturbi cardiaci: AFib, tachicardia, bradicardia e ipertensione. In combinazione con uno smartphone (non incluso), registra, memorizza e trasferisce i risultati. Collegabile all'App OMRON connect per consultare i risultati. Destinato all'utilizzo da parte di professionisti, pazienti con disturbi cardiaci noti o presunti e persone attente alla salute, in ambiente domestico.

Fornito con bracciale Easy Cuff 22-42 cm, 4 batterie AA, borsetta e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, DK, SE, PL, RU.

Dispositivo

Schermo pressione arteriosa: LCD digitale

Funzionamento: continuo

Alimentazione: 4 batterie AA alcaline, 1,5 V

Autonomia batterie: circa 300 misurazioni

Dimensioni - peso: 232x123xh 98 mm - 550 g

Dimensioni bracciale: 145x594 mm, (tubo aria: 750 mm)

Sicurezza: parte applicata Tipo BF, Tipo CF

Protezione: IP21, apparecchio EM ad alimentazione interna

ECG

Derivazioni: derivazione singola

Intervallo dinamico d'ingresso: 10mV picco a picco

Risposta in frequenza: 0,67 Hz - 40 Hz

CMRR: >60 dB

Impedenza di ingresso: >10 MO

Misurazione pressione arteriosa

Metodo: oscillometrico

Intervallo di misurazione: pressione: 0-299 mmHg; ± 3 mmHg

frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min $\pm 5\%$

Gonfiaggio: automatico con pompa elettrica

Sgonfiaggio: automatico con valvola di rilascio pressione

Memoria interna: 90 letture