

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M2+ HEM-7146-E



OMRON M2+ HEM-7146-E

Con bracciale 22-42 cm. Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco irregolare. Un solo tasto e display ampio.

- Clinicamente validato (Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni)
- Tecnologia Intellisense
- Rilevatore battito irregolare
- Guida posizionamento bracciale
- Bracciale Easy 22-42
- Memoria misurazioni x utente: 30
- Rilevamento movimenti
- Ipertensione

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.

SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE

Lingue standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo

Altre lingue: disponibili sul sito web Omron

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione:
- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg $\pm$ 3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 min $\pm$ 5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 30
- Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione
- Tensione nominale: DC 6V 4W
- Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V
- Durata batterie (n. misurazioni): 1000
- Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 250+130 g
- Dimensioni: 103x140xh 82 mm
- Materiale bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)