

## MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M3 HEM-7154-E - automatico



OMRON M3 HEM-7154-E con bracciale Easy 22-42 cm.

- Clinicamente validato: consultare [www.dableducational.org](http://www.dableducational.org) per la verifica delle validazioni
- Tecnologia Intellisense
- Rilevatore battito irregolare
- Guida posizionamento bracciale
- Tecnologia Intelli Wrap: NO
- Bracciale: Easy 22-42 cm
- Memoria misurazioni: 60 x 2 utenti + mod. guest
- Rilevamento movimenti
- Indicatore luminoso pressione sanguigna alta: segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)
- Media ultime 3 misurazioni (media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti)

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se

occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

---

Il misuratore di pressione digitale Omron M3 HEM-7154-E è un dispositivo automatico da braccio progettato per offrire misurazioni precise, affidabili e semplici da eseguire direttamente a casa o in ambito professionale.

Basato su tecnologia oscillometrica avanzata, consente il monitoraggio accurato della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. È dotato di numerose funzionalità intelligenti che migliorano l'esperienza d'uso e garantiscono risultati attendibili, tra cui il rilevamento del battito cardiaco irregolare e il controllo del corretto posizionamento del bracciale.

Il dispositivo integra anche un sistema di guida per l'ipertensione, che segnala quando i valori rilevati superano gli standard raccomandati, permettendo un controllo costante della salute cardiovascolare. Inoltre, la funzione di media automatica delle ultime misurazioni consente di ottenere un quadro più preciso della pressione nel tempo.

Il bracciale Easy da 22 a 42 cm garantisce comfort e adattabilità, mentre la memoria interna consente di salvare fino a 60 misurazioni per un utilizzo continuo e monitorato. Il gonfiaggio è automatico grazie alla pompa elettrica integrata e lo sgonfiaggio avviene in modo controllato.

Compatto, intuitivo e clinicamente validato, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera monitorare la pressione in modo semplice ma professionale.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Il misuratore è adatto per uso domestico?**

Sì, è progettato per un utilizzo semplice e intuitivo anche a casa.

### **Rileva battiti cardiaci irregolari?**

Sì, segnala eventuali irregolarità del battito cardiaco durante la misurazione.

### **Che tipo di bracciale utilizza?**

È dotato di bracciale Easy regolabile da 22 a 42 cm.

### **Memorizza le misurazioni?**

Sì, può salvare fino a 60 misurazioni.

### **Come funziona la media delle misurazioni?**

Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni per maggiore precisione.

Metodo di misurazione: oscillometrico

Campo di misurazione:

- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg  $\pm$  3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 min  $\pm$  5% lettura display

Memoria (con data e ora): 60x2 utenti

Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica

Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione

Tensione nominale: 6VCC 4W

Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V

Durata batterie (n. misurazioni): 1000

Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)

Peso (console+bracciale) senza batterie: 310+170 g

Dimensioni: 105x153xh 87 mm

Materiale bracciale: nylon e poliestere

Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)

---

Misuratore di pressione Omron M3 HEM-7154-E automatico con rilevazione battito irregolare e memoria. Preciso, facile da usare, ideale per casa.