

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E



OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

- Clinicamente validato: consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni
- Tecnologia Intellisense
- Rilevatore battito irregolare
- Guida posizionamento bracciale
- Tecnologia Intelli Wrap (precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio)
- Bracciale: Intelli Wrap 22-42 cm
- Memoria misurazioni: 60 x 2 utenti + mod. guest
- Rilevamento movimenti
- Indicatore luminoso pressione sanguigna alta: segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)

- Ipertensione
- Media ultime 3 misurazioni (media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti)

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio.

Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione.

Solo i risultati accurati vengono mostrati.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

Metodo di misurazione: oscillometrico

Campo di misurazione:

- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 min \pm 5% lettura display

Memoria (con data e ora): 60x2 utenti

Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica

Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione

Tensione nominale: 6VCC 4W

Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V

Durata batterie (n. misurazioni): 1000

Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna

(quando si usano le batterie)

Peso (console+bracciale) senza batterie: 337+163 g

Dimensioni: 105x153xh 87 mm

Materiale bracciale: nylon e poliestere

Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)