

REGISTRATORE ECG DINAMICO 24H



REGISTRATORE ECG DINAMICO 24H

Registratore ECG indossabile per misurare, esaminare e memorizzare i dati ECG di pazienti adulti, a casa o in un contesto sanitario. Visualizza il tracciato ECG, la frequenza cardiaca e lo stato di carica della batteria.

- schermo 0,49"
- 18 g, forma ergonomica e materiale flessibile
- monitoraggio ritmo cardiaco anormale
- i dati possono essere trasmessi allo smartphone tramite Bluetooth
- App ViHealth gratuita e software di analisi AI ECG per monitoraggio ECG in tempo reale (uso domestico)
- software di tracciamento AI ECG opzionale per uso professionale (54315)

Fornito con cavo di ricarica, 10 elettrodi ECG monouso (3,5 mm), software di analisi AI ECG e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.

Software di analisi AI ECG per uso domestico

Software di gestione dati per visualizzare, memorizzare, stampare e ottenere rapporti dettagliati automatici dei dati ECG. Non ha funzioni di diagnosi, analisi, modifica e così via. Idoneo per uso personale a domicilio. I rapporti PDF possono essere condivisi con il personale medico per la valutazione e la diagnosi.

Registratore ECG Dinamico 24H Bluetooth per Monitoraggio Cardiaco Continuo

Il Registratore ECG Dinamico 24H è un dispositivo portatile progettato per registrare, visualizzare e memorizzare l'attività elettrica cardiaca per un monitoraggio continuo fino a 24 ore. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design ergonomico, rappresenta una soluzione pratica sia per il controllo domiciliare sia per il supporto alle attività di monitoraggio in ambito sanitario.

Il dispositivo consente la registrazione del tracciato ECG, la rilevazione della frequenza cardiaca e il monitoraggio del ritmo cardiaco, con trasferimento dei dati tramite tecnologia Bluetooth verso smartphone e dispositivi compatibili. Lo schermo integrato permette una visualizzazione immediata delle informazioni principali, mentre la memoria interna consente di archiviare le registrazioni per successive valutazioni.

Dotato di software dedicato per l'analisi ECG e la generazione di report in formato PDF, il registratore facilita la condivisione dei dati con il personale sanitario. La batteria ricaricabile integrata garantisce un utilizzo pratico e affidabile durante l'intero periodo di monitoraggio.

Leggero, discreto e semplice da utilizzare, il Registratore ECG Dinamico 24H è indicato per chi necessita di un controllo prolungato dell'attività cardiaca in modo confortevole e non invasivo.

VIDEO

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Registratore ECG Dinamico 24H?

Serve a registrare e memorizzare il tracciato ECG per monitoraggi prolungati dell'attività cardiaca.

Quanto dura il monitoraggio?

Il dispositivo è progettato per effettuare registrazioni fino a 24 ore.

I dati possono essere trasferiti allo smartphone?

Sì, il trasferimento avviene tramite connessione Bluetooth.

È dotato di software di analisi?

Sì, include software dedicato per la gestione e l'analisi dei dati ECG.

Può generare report delle registrazioni?

Sì, consente la creazione di report esportabili in formato PDF.

Registratore ECG Dinamico 24H Bluetooth per monitoraggio cardiaco continuo.

Compatto, portatile e con software per analisi ECG e report PDF.

- Metodo di misurazione: elettrodi
- Derivazioni: una derivazione
- Impedenza in ingresso: $\leq 10\text{MO}$, 10Hz
- CMRR: $\geq 60\text{ dB}$
- Risposta in frequenza: 0,67 ~ 40 Hz
- Frequenza di campionamento: 250 Hz
- Accuratezza campionamento: 16 bit
- Memoria: fino a 10 misurazioni
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,8V CC, 240mAh
- Autonomia batteria: 168 h
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni - Peso: 100×23×10 mm - $<20\text{ g}$ (con batteria)
- Protezione: Tipo BF, IP22