

Supporto Ginocchio 31-34 cm - Taglia M



Supporti in maglia elastica per adattarsi alla forma del corpo. Cuscinetto in gel al suo interno per il sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità.

Il supporto ginocchio elastico taglia M (31-34 cm) è un dispositivo ortopedico progettato per offrire sostegno, stabilità e sollievo alle articolazioni del ginocchio durante le attività quotidiane o sportive. Grazie alla struttura in maglia elastica adattabile, si conforma perfettamente alla forma della gamba garantendo comfort e supporto uniforme.

Il supporto è dotato di cuscinetto interno in gel, posizionato in corrispondenza della rotula, che contribuisce ad alleviare la pressione sull'articolazione e a favorire una migliore distribuzione delle forze durante il movimento. Questo sistema aiuta a ridurre il dolore e a migliorare la stabilità dell'articolazione del ginocchio.

La struttura elastica favorisce una compressione controllata, utile per sostenere muscoli, tendini e legamenti, contribuendo a migliorare la stabilità articolare e a ridurre la sensazione di affaticamento. Il design ergonomico permette di indossare il supporto comodamente sotto

gli abiti senza limitare la mobilità.

Questo supporto è indicato in caso di lievi instabilità del ginocchio, affaticamento muscolare, attività sportiva o necessità di sostegno durante il recupero articolare. La sua struttura traspirante lo rende adatto anche per un utilizzo prolungato durante la giornata.

Caratteristiche principali

- Supporto ginocchio elastico taglia M (31-34 cm)
- Struttura in maglia elastica adattabile
- Cuscinetto interno in gel per supporto della rotula
- Compressione uniforme per maggiore stabilità
- Design ergonomico e confortevole
- Materiale traspirante
- Ideale per supporto durante attività quotidiane o sportive

Indicazioni d'uso

- Supporto per ginocchio affaticato o dolorante
 - Stabilizzazione dell'articolazione
 - Attività sportive leggere
 - Recupero e prevenzione di piccoli traumi
-

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il supporto ginocchio?

Serve per fornire sostegno all'articolazione del ginocchio e ridurre la pressione su muscoli e legamenti.

Che misura copre questa taglia?

La taglia M è indicata per una circonferenza del ginocchio compresa tra 31 e 34 cm.

Il cuscinetto in gel a cosa serve?

Il cuscinetto aiuta a stabilizzare la rotula e a ridurre la pressione sull'articolazione.

Può essere usato durante l'attività sportiva?

Sì, è adatto per attività sportive leggere e per il supporto durante il movimento.

È comodo da indossare sotto i vestiti?

Sì, il materiale elastico e sottile consente di indossarlo facilmente sotto gli abiti.

Supporto ginocchio elastico taglia M 31-34 cm con cuscinetto in gel per stabilità della rotula.
Ideale per supporto articolare, sport e recupero muscolare.