

BORSA TRASPORTO PER I-PAD



Borsa per il trasporto per defibrillatore I-PAD.

Codici: 33408, 33409, 33413, 33414, 33416, 33417.

Garantisce un elevato livello di praticità e robustezza.

La Borsa Trasporto per I-PAD è progettata per garantire protezione, praticità e sicurezza durante il trasporto del defibrillatore I-PAD e dei relativi accessori.

Realizzata con struttura robusta e resistente, questa borsa consente di trasportare il dispositivo in modo comodo e organizzato, proteggendolo da urti, polvere e usura durante gli spostamenti. Il design compatto e funzionale permette un rapido accesso al defibrillatore in situazioni di emergenza, caratteristica fondamentale in ambito sanitario, sportivo, aziendale e di primo soccorso.

La borsa è compatibile con diversi modelli di defibrillatore I-PAD e rappresenta una soluzione ideale per ambulanze, scuole, palestre, aziende, studi medici e operatori dell'emergenza che

necessitano di avere il dispositivo sempre protetto e facilmente trasportabile.

Grazie alla qualità costruttiva e alla praticità d'utilizzo, la borsa trasporto I-PAD assicura una gestione ordinata del defibrillatore e dei suoi accessori, facilitando l'intervento rapido in caso di necessità.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questa borsa?

Serve per il trasporto e la protezione del defibrillatore I-PAD.

La borsa è resistente agli urti?

Sì, è progettata per offrire robustezza e protezione durante il trasporto.

È compatibile con tutti i defibrillatori?

È compatibile con specifici modelli I-PAD indicati dal produttore.

Può contenere anche accessori?

Sì, permette di trasportare anche accessori del defibrillatore.

È adatta per uso professionale?

Sì, è ideale per operatori sanitari, emergenza e ambienti professionali.

Borsa trasporto per defibrillatore I-PAD robusta e pratica.

Ideale per protezione e trasporto sicuro del DAE in ambito sanitario e emergenza.