


## **PLACCHE COMPATIBILI per defib. Agilent-Philips vedere anche 55020 1 paio**



PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato.

Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel.

Includono un paio di placche, cavo e connettore.

Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.

Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Made in Italy.

Compatibili con:

- Philips Laerdal Medical

- Heartstream Fore Runner I AED modelli E, S, EM
- Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX - 940030XX
- Heartstart FR2 AED M3841A - M3861A
- Heartstart FR2+ AED, con modulo ECG M3840A, M3860A
- Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B  
(con cavo Philips M3507A e adattatore placche 05-200)
- Heartstart MRx M3535A (con cavo Philips M3508A)