

PLACCHE COMPATIBILI per defib. Agilent-H.P., Laerdal vedere anche 55022 1 paio



Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Compatibile con:

- Agilent Hewlett-Packard
 - Codemaster 100-XE-XL-XL+
 - Heartstream XL and XL T with cable M3507A
- Laerdal Medical - HeartStart 4000