


PLACCHE COMPATIBILI per defib.
Drager, Innomed, S&W, Welch Allyn vedere anche
55036 1 paio



Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Compatibile con:

- Artema Innomed

Cardio Aid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+

- Artema S&W

- Cardio Aid LS - MC - MC+

- Drager

- Cardiolog 2000

- Innomed

- CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL

- S&W

- Cardio Aid LS - MC - MC+

- Welch-Allyn

- AED 10 - AED20 - PIC30 - PIC40 - PIC50

- MRL

- Life - Lifequest

- Nihon Kohden

- Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - 8251 all with cable

- JC-755V, TEC 8300 with cable JC855V