


PLACCHE COMPATIBILI per defib. Cardiac Science, GE vedere anche 55026 1 paio



Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Inst.) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg) compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore.

Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.

Senza lattice.

Conformi alle seguenti normative: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIB, ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Produzione italiana.

Compatibile con:

- Cardiac science
- Powerheart AED 9200
- Powerheart AED G3 9300 series (G3, G3 Plus, G3 Pro)

- GE

- Responder AED - AED Pro