


PLACCHE COMPATIBILI per defib. Esaote, Schiller vedere anche 55038 1 paio



Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Compatibile con:

- Esaote
- MDF SAED - MDF II
- Schiller
- Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS