


## **PLACCHE COMPATIBILI per defib. Medtronic, Osatu, Bexen vedere anche 55048 1 paio**



Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Compatibile con:

- Cardioline
- Elife 700
- Medtronic-Physiocontrol
- Lifepak 9 connector Quick-Combo
- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 AED
- Mindray
- Beneheart D1 - D3 - D6

- Osatu Bexen

- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800