


## **PLACCHE COMPATIBILI per defib. Schiller vedere anche 55052 1 paio**



Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, BSI certificati. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Compatibile con::

- Schiller
- Fred Easy - Fred Easy 2G
- Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002