


**PLACCHE PEDIATRICHE COMPATIBILI per defib.
Medtronic Physio Control vedere anche 55004 1
paio**



PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso

(Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita)

Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defibrillatore di 200 J viene ridotta a 50 J.

Conformi alle medesime normative delle placche adulti .

Senza lattice.

Made in Italy.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Compatibili con:

- Physiocontrol

- Lifepak 500 AED presa rosa

- Lifepak 1000 AED
- Lifepak CR plus AED
- Lifepak Express AED