


PLACCHE PEDIATRICHE COMPATIBILI per defib. Philips Laerdal Medical vedere anche 55006 1 paio



PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso

(Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita)

Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defibrillatore di 150 J viene ridotta a 50 J.

Conformi alle medesime normative delle placche adulti .

Senza lattice.

Made in Italy.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Compatibili con:

- Philips Laerdal Medical
- Heartstart FR2 AED M3841A & M3861A
- Heartstart FR2 AED, con modulo ECG 3840A, M3861A, 3860A