

OXY-CAPNOGRAFO PC-900B



Capnografo e ossimetro portatile innovativo, ideale per controllare le condizioni più gravi di pazienti intubati e non intubati.

Fornisce misurazioni relative sia alla SpO2 che alla frequenza cardiaca.

La speciale tecnologia MoveOxy™ assicura rilevazioni efficaci anche in caso di movimento del paziente o segnale debole del polso.

Mostra il grafico del trend e la forma d'onda pletismografica.

- display TFT 3,5" che mostra EtCO2, rr e SpO2, pr
- pressione polmonare e compensazione di temperatura (compensazione BTpS)
- archiviazione trend grafico fino a 24 ore
- cavo USB per trasferimento dati su PC
- modulo wireless per connessione a stampante Bluetooth

Dimensioni: 70x160xh 40 mm.

Peso: 600

Lingue interne: GB, IT, ES, NL, DE, FR.

EtCO₂

EtCO₂/CO₂ campo: 0-150 mmHg (0-20 kPa, or 0-20% (V/V))

Precisione: quando mmHg 0-40 >41-70 >71-100 >101-150 ± 2 mmHg $\pm 5\%$ $\pm 8\%$ $\pm 10\%$

Aggiornamento: Ogni respiro, ogni 10, 20 o 30 sec selezionabili

Respirazione

Tempo: 3-150 respiri/min

Flusso: 50-250 cc/min selezionabile

SpO₂

Campo saturazione ossimetria: 0-100% $\pm 2\%$ quando 70-100%, $\pm 3\%$ quando 50-69%

Pulsazioni

Campo: 30-250 bpm ± 2 bpm or $\pm 2\%$ (lettura) quando 30-250 bpm

Alimentazione

Ingresso CA: 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W

Batteria: Batteria ricaricabile al litio inclusa - 3,6 V, 3000 mAh

Durata: 10 ore