


IMMOBILIZZATORE SPINALE - adulto M



IMMOBILIZZATORE SPINALE - Adulti M (altezza 150-175 cm)

Bloccano il paziente avvolgendolo in modo idoneo in caso di lesioni alle coste. Le cinghie, disponibili in colori differenti, possono essere fissate rapidamente. Fibbie in nylon e cinture di sicurezza. È consigliabile che, in caso di utilizzo con un fissaggio per il collo, il paziente sia collocato in posizione seduta prima di essere trasferito a una barella in PE.

Cinghia frontale per fissare la testa e cinghia di sicurezza per bloccare il mento.

Portata max.: 175 kg.

Peso: 3 kg.

Dim. immobilizzatore aperto: 79x82 cm.

Dim. immobilizzatore chiuso: 84x25x9 cm

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo