

BARELLA CARICAMENTO AUTOMATICO



Barella che può essere condotta da un solo operatore, facile da estrarre e introdurre in autoambulanza.

Dotata di sistema per l'apertura automatica delle gambe delle barelle in uscita dal veicolo e il ripiegamento di quelle anteriori in entrata.

Sistema di fissaggio in autoambulanza.

Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per facilitare il caricamento in ambulanza.

Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta portaflebo e sistema di fissaggio.

- Misura:

- 193 x 60 x 88 cm max

- 193 x 60 x 21 cm min

- Dimensione imballo: 195 x 61 x 26 cm

- Peso: 40 kg

- Portata: 159 kg