

SEDIA PORTANTINA



Progettata e costruita per lo spostamento dei pazienti in emergenza da luoghi a spazio limitato.

Ripiegata, può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze.

Costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori.

La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile.

Si ripiega in un solo movimento ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per immobilizzare il paziente.

Made in Italy.

- Altezza (aperta/chiusa): 98/78 cm
- Larghezza: 41 cm
- Profondità con le impugnature estese: aperta 80 cm
- Profondità con le impugnature ripiegate: chiusa 31 cm
- Peso: 12 kg

- Capacità di carico: 116 kg