


IMMOBILIZZATORE SPINALE - adulto L



IMMOBILIZZATORE SPINALE - Adulti L (altezza 170-185 cm)

Bloccano il paziente avvolgendolo in modo idoneo in caso di lesioni alle coste. Le cinghie, disponibili in colori differenti, possono essere fissate rapidamente. Fibbie in nylon e cinture di sicurezza. È consigliabile che, in caso di utilizzo con un fissaggio per il collo, il paziente sia collocato in posizione seduta prima di essere trasferito a una barella in PE.

Cinghia frontale per fissare la testa e cinghia di sicurezza per bloccare il mento.

Portata max.: 175 kg.

Peso: 4,5 kg.

Dim. immobilizzatore aperto: 88x86 cm.

Dim. immobilizzatore chiuso: 88x28x9 cm

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo