

CARROZZINA BARELLA



Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella.

4 posizioni. Costruita in lega di alluminio di alta qualità.

Materasso in morbida gommapiuma e sponda laterale antiruggine facile da pulire.

Fornita completa di sponde, materasso, cinghie e sistema di fissaggio.

- Dimensioni (LxPxH): 190 x 57 x 85 cm
- Dimensioni imballo: 198 x 60 x 25 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto/peso lordo: 32/40 kg