

BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS



BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Dotata di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto.

Portata max.: 200 Kg

Dim. materasso aperto: 204x100x5 cm

Peso: 6 kg

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo