

## TAVOLA SPINALE



BARELLA SPINALE - colore arancione

Traslucida ai raggi-x (80%)\*, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibile con tutti i dispositivi per l'immobilizzazione della testa e con un sistema di chiusura a cinghie.

\*La traslucenza ai raggi X è principalmente intesa per la parte centrale della barella. Le maniglie non sono traslucide.

- Dimensione aperta: 184 x 44.5 x 6.5 cm
- Peso: 7.6 kg
- Carico: 150 kg