

## **TELO PORTAFERITI 190x75 cm**



Realizzato in poliestere, rivestito in PVC, resistente a sporco, batteri, funghi.

Impermeabile, facile da lavare e disinfettare.

Radiotrasparente.

Dimensione 190 x 75 cm.

Dotato di borsa.

Portata: 150 kg.

Certificazione EN 1865-2010+A1 2015

Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Otto maniglie per rendere più sicuro il trasporto del paziente.