

BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE



BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Dotata di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto.

Portata max.: 160 kg

Dim. materasso aperto: 204x104x7 cm

Peso: 6 kg

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

La barella con materasso a depressione è un dispositivo medico professionale progettato per l'immobilizzazione e il trasporto sicuro di pazienti traumatizzati. Grazie alla tecnologia a depressione, il materasso si adatta perfettamente alla forma del corpo, garantendo stabilità, comfort e riduzione dei movimenti durante il trasporto, limitando il rischio di aggravare lesioni.

Realizzata con materiali resistenti e durevoli, come TPU di alta qualità e imbottitura in microsfere, offre un'elevata capacità di adattamento anatomico. Il sistema a vuoto consente di ottenere rapidamente la rigidità desiderata tramite pompa manuale, rendendola ideale per interventi di emergenza, pronto soccorso e utilizzo in ambulanza.

Compatibile con esami radiologici (raggi X e TAC), permette di mantenere il paziente immobilizzato anche durante le diagnosi. Leggera, pieghevole e facilmente trasportabile, è dotata di maniglie robuste per una movimentazione sicura e di una pratica borsa per il trasporto.

Caratteristiche principali

Sistema a depressione per immobilizzazione totale

Adattamento anatomico del paziente

Riduzione dei movimenti e delle compressioni

Materiale TPU resistente e di alta qualità

Compatibile con radiografie e TAC

Pompa manuale inclusa

Maniglie per trasporto sicuro

Pieghevole e facilmente trasportabile

Portata elevata (fino a 160 kg)

Dimensioni circa: 204 x 104 x 7 cm

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il materasso a depressione?

Serve per immobilizzare il paziente adattandosi al corpo e riducendo movimenti pericolosi.

È adatto per traumi spinali?

Sì, è indicato per immobilizzazione in caso di sospette lesioni traumatiche.

Si può usare durante esami diagnostici?

Sì, è compatibile con raggi X e TAC.

È facile da trasportare?

Sì, è pieghevole e fornito con borsa e maniglie.

La pompa è inclusa?

Sì, è inclusa per creare il vuoto nel materasso.

Barella con materasso a depressione per immobilizzazione pazienti.

Adattamento anatomico, compatibile RX e TAC, con pompa inclusa. Ideale emergenza.