

## **BARELLA A CUCCHIAIO - alluminio**



Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo muovere.

La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.

- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all'interno dell'autoambulanza
- costruita in alluminio robusto e leggero

Fornito con manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

- Dimensione aperta cm: min 171 x 43 max 205 x 43
- Dimensione piegata: 121 x 43 x 10 cm
- Peso: 8,5 kg

- Portata: 159 kg