

TROUSSE IMMOBILIZZO ARTI - 4 pezzi conf. 4 pz.



STECCOBENDE GONFIABILI DI PRIMO SOCCORSO - set da 4

Indispensabili per il primo intervento in caso di incidenti, tagli, schiacciamenti. Prevengono il sanguinamento superficiale senza bloccare la circolazione, garantendo un trasporto indolore della parte lesionata.

La benda è una copertura trasparente in PVC facile da pulire e riutilizzabile, resistente all'acqua e alle diverse condizioni atmosferiche.

Possono essere eseguite diagnosi mediche e radiografie senza dover rimuovere il bendaggio.

La lunghezza del tubo (14,5 cm) e la valvola rendono facile il gonfiaggio, anche da parte della persona lesa.

Set di 4 pezzi differenti: gamba intera, piede/caviglia, braccio, mano/polso suddivisi in una borsa a 4 scomparti, con pompa per il gonfiaggio

Made in Italy.