

## **MASCHERINA VENTURI A CONCENTRAZIONE VARIABILE - pediatrica conf. 50 pz.**



Maschera monouso pediatrica con sistema Venturi, con tubo corrugato 15 cm, prolunga 200 cm, coppa e sette adattatori per la concentrazione variabile dell'ossigeno.

Senza lattice.

Codice colore in conformità a EN 13544-3:2001

- Blu

Regolatori: 22%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 2

- Bianco

Regolatori: 28%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 4

- Arancione

Regolatori: 31%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 6

- Giallo

Regolatori: 35%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 8

- Rosso

Regolatori: 40%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 8

- Fucsia

Regolatori: 50%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 12

- Verde

Regolatori: 60%

Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 15