

TUBO PER OSSIGENO - 2 metri



Tubo per ossigeno - 2 metri fem/fem

Il Tubo per Ossigeno da 2 metri è un accessorio medico progettato per il collegamento tra la fonte di ossigeno e i dispositivi per l'ossigenoterapia, garantendo un flusso continuo e sicuro durante la somministrazione dell'ossigeno.

Con una lunghezza di 2 metri, offre maggiore libertà di movimento al paziente senza compromettere l'efficienza della terapia. È dotato di raccordi femmina/femmina, compatibili con numerosi dispositivi utilizzati in ambito ospedaliero, domiciliare e nelle strutture sanitarie.

Realizzato con materiale trasparente e flessibile, il tubo consente un facile controllo visivo ed è progettato per assicurare resistenza alle piegature, mantenendo un passaggio regolare dell'ossigeno.

È indicato per l'utilizzo con maschere per ossigeno, cannule nasali e altri dispositivi destinati all'ossigenoterapia, risultando ideale sia per uso professionale che domiciliare.

FAQ - Domande Frequenti

Qual è la lunghezza del tubo?

Il tubo ha una lunghezza di 2 metri, ideale per garantire comfort e libertà di movimento durante l'ossigenoterapia.

Quali raccordi possiede?

È dotato di raccordi femmina/femmina.

Con quali dispositivi è compatibile?

Può essere utilizzato con maschere per ossigeno, cannule nasali e altri dispositivi compatibili per ossigenoterapia.

Il tubo è flessibile?

Sì, è realizzato in materiale flessibile e trasparente per facilitare l'utilizzo quotidiano.

È adatto anche all'uso domiciliare?

Sì, è indicato sia per strutture sanitarie che per l'assistenza domiciliare.

Tubo per Ossigeno da 2 metri con raccordi femmina/femmina.

Accessorio flessibile e trasparente per ossigenoterapia, compatibile con maschere e cannule per uso sanitario e domiciliare.