

MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU N.2,5



MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURAONCE™

- Maschera laringea N 2,5
- Colore: rosa
- Peso paziente: 20-30 kg
- Volume max gonfiaggio cuffia: 14 ml

AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedelmente l'anatomia umana.

L'esclusiva forma è stampata direttamente sul tubo e garantisce un inserimento corretto senza irritare le vie respiratorie superiori.

La curvatura assicura anche che la testa del paziente resti in una naturale posizione supina quando la maschera è in uso, senza aggiungere pressione sulla mascella superiore. Inoltre, Auraonce è appositamente progettata per fornire al tubo di ventilazione la flessibilità necessaria ad adattarsi alle variabili anatomiche individuali e ad un'ampia gamma di posizioni della testa.

Il tubo di ventilazione con forma a D permette una presa sicura ed ergonomica durante l'inserimento.

Il posizionamento è veloce e preciso, con pressione interna minima.

AMBU® AURAONCE™ VENTILAZIONE

Il tubo di ventilazione è flessibile vicino alla cuffia e rigido vicino al connettore per semplificare e rendere atraumatici l'inserimento e la rimozione.

Cuffia e tubo di ventilazione stampati in un unico pezzo con una curvatura anatomicamente corretta.

Bordi lisci senza sporgenze o alette che potrebbero graffiare tessuti delicati.

Pratica “finestra” trasparente per visualizzare la condensazione.

La punta rinforzata non si piega durante l'inserimento quindi il posizionamento risulta sempre corretto.

Il palloncino pilota ultra sottile con valvola universale di controllo fornisce una precisa indicazione tattile del grado di gonfiaggio.

Connettore universale 15 mm (ISO).

Pressione massima intra-cuffia: 60 cm H₂O

Connessione al ventilatore: 15 mm ISO 5356-1

Materiale tubo/cuffia: PVC (privo di lattice e ftalati)

Gamma completa per pazienti neonatali (solo AuraGain), pediatrici e adulti

Imballate sterili e pronte per l'uso

Confezione con codice colore con indicazioni per l'uso