

Maschera Laringea Monouso Ambu AuraOnce N°3 - Verde



MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURAONCE™

- Maschera laringea N 3
- Colore: verde
- Peso paziente: 30-50 kg
- Volume max gonfiaggio cuffia: 20 ml

AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedelmente l'anatomia umana. L'esclusiva forma è stampata direttamente sul tubo e garantisce un inserimento corretto senza irritare le vie respiratorie superiori. La curvatura assicura anche che la testa del paziente resti in una naturale posizione supina quando la maschera è in uso, senza aggiungere pressione sulla mascella superiore. Inoltre, Auraonce è appositamente progettata per fornire al tubo di ventilazione la flessibilità necessaria ad adattarsi alle variabili anatomiche individuali e ad un'ampia gamma di posizioni della testa. Il tubo di ventilazione con forma a D permette una presa sicura ed ergonomica durante l'inserimento. Il posizionamento è veloce e preciso, con pressione interna minima.

AMBU® AURAONCE™ VENTILAZIONE

Il tubo di ventilazione è flessibile vicino alla cuffia e rigido vicino al connettore per semplificare e rendere atraumatici l'inserimento e la rimozione.

- Cuffia e tubo di ventilazione stampati in un unico pezzo con una curvatura anatomicamente corretta.
- Bordi lisci senza sporgenze o alette che potrebbero graffiare tessuti delicati.
- Pratica "finestra" trasparente per visualizzare la condensazione.
- La punta rinforzata non si piega durante l'inserimento quindi il posizionamento risulta sempre corretto.
- Il palloncino pilota ultra sottile con valvola universale di controllo fornisce una precisa indicazione tattile del grado di gonfiaggio.
- Connettore universale 15 mm (ISO)

La Maschera Laringea Monouso Ambu AuraOnce N°3 è un dispositivo sovraglottico sterile progettato per la gestione delle vie aeree in anestesia e situazioni di emergenza. Indicata per pazienti con peso compreso tra 30 e 50 kg, offre un'alternativa efficace all'intubazione tradizionale, garantendo ventilazione sicura e posizionamento intuitivo.

Il design anatomico con curvatura preformata replica fedelmente l'anatomia umana, facilitando l'inserimento senza necessità di pressione eccessiva. La cuffia morbida ad alto volume e bassa pressione (capacità massima 20 ml) assicura una tenuta efficace riducendo il rischio di traumi alle vie respiratorie superiori.

Il tubo di ventilazione rinforzato mantiene la forma durante l'inserimento, mentre il connettore standard da 15 mm (ISO) garantisce compatibilità con i principali sistemi di ventilazione. Il palloncino pilota con valvola universale consente un controllo preciso del gonfiaggio.

Monouso e sterile, Ambu AuraOnce N°3 rappresenta una soluzione affidabile per anestesisti, rianimatori e personale sanitario nella gestione rapida e sicura delle vie aeree.

FAQ - Domande e Risposte

Per quale fascia di peso è indicata la misura N°3?

Per pazienti tra 30 e 50 kg.

La maschera è riutilizzabile?

No, è un dispositivo monouso sterile.

Qual è la capacità massima della cuffia?

Fino a 20 ml di volume di gonfiaggio.

È compatibile con ventilatori standard?

Sì, dispone di connettore universale da 15 mm (ISO).

Facilita l'inserimento rispetto all'intubazione?

Sì, la curvatura anatomica preformata agevola un inserimento rapido e intuitivo.

Pressione massima intra-cuffia: 60 cm H₂O

Connessione al ventilatore: 15 mm ISO 5356-1

Materiale tubo/cuffia: PVC (privo di lattice e ftalati)

Gamma completa per pazienti neonatali (solo AuraGain), pediatrici e adulti

Imballate sterili e pronte per l'uso

Confezione con codice colore con indicazioni per l'uso

Maschera laringea monouso Ambu AuraOnce N°3 verde per pazienti 30-50 kg, cuffia 20 ml e connettore 15 mm ISO. Sterile per gestione vie aeree.