



MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE N. 1,5 - neonato



MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE



1. Grazie all'ottimo design anatomico assicura un inserimento comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm (ISO).
2. Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l'inserimento.
3. Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e stomaco.
4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort.
5. La punta ovale rinforzata previene la possibilità di piegatura durante l'inserimento.
6. Un palloncino pilota aiuta a gestire la sensibilità durante l'inserimento

Ogni maschera laringea presenta un numero di serie al fine di garantirne la tracciabilità.

AUTOCLAVABILE FINO A 40 VOLTE.

- Dimensioni: 1.5
- Tipologia paziente: neonato
- Peso: 5-10 Kg
- Volume cuffia (portata aria in ml): 7 ml