

ASSORTIMENTO CANNULE DI GUEDEL conf. 10 pz.



CANNULE DI GUEDEL STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI

Assortimento misto di 10 pezzi composto da:

- Q.tà 1 Cod. 34431 Cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato - 000
- Q.tà 1 Cod. 34432 Cannula Guedel 50 mm - blu - neonato - 00
- Q.tà 1 Cod. 34433 Cannula Guedel 60 mm - nera - bambino - 0
- Q.tà 2 Cod. 34434 Cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo - 1
- Q.tà 2 Cod. 34435 Cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2
- Q.tà 1 Cod. 34436 Cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3
- Q.tà 1 Cod. 34437 Cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4
- Q.tà 1 Cod. 34438 Cannula Guedel 110 mm - arancione - adulti/large -5

Cannule di Guedel dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

Questo assortimento è particolarmente indicato per ambulanze, pronto soccorso, studi medici, reparti ospedalieri, kit di emergenza e corsi BLS/D. Le cannule sono latex free e confezionate sterili per garantire massima sicurezza igienica e affidabilità operativa.

Il set include misure pediatriche e adulte, offrendo una gestione completa delle vie respiratorie in un'unica confezione pratica e pronta all'uso.

FAQ - Domande e Risposte

Quante cannule sono incluse nella confezione?

La confezione contiene 10 cannule di diverse misure.

Le cannule sono sterili?

Sì, tutte le cannule sono confezionate sterili.

Sono adatte sia per adulti che per bambini?

Sì, il kit include misure per neonati, bambini, ragazzi e adulti.

Le cannule contengono lattice?

No, sono completamente latex free.

A cosa servono le cannule di Guedel?

Vengono utilizzate per mantenere aperte le vie aeree durante procedure di emergenza e rianimazione.

Assortimento Cannule di Guedel sterili conf. 10 pz con misure pediatriche e adulte.

Cannule orofaringee latex free ideali per emergenza, ambulanze e primo soccorso.