

BOMBOLA OSSIGENO 0,5 l - riduttore UNI



BOMBOLA PER OSSIGENOTERAPIA (vuota)

- UNI
- Litri: 0,5
- Flusso: fisso 6 l
- Dimensioni: Ø 60 x 400 mm
- Peso: 2,75 Kg

Bombola di ossigeno con riduttore di pressione da assemblare (non integrato).

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza.

Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero.