

BOMBOLA OSSIGENO 2 l - riduttore UNI



BOMBOLA PER OSSIGENOTERAPIA (vuota)

- UNI
- Litri: 2
- Flusso: 0/15 l
- Dimensioni: Ø 100 x 400 mm
- Peso: 4,5 Kg
- borsa morbida + protezione

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza.

Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero.

Fornite in una borsa morbida, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min) e di un manometro ad alta pressione, che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una mascherina facciale.

Compatta e facilmente trasportabile, è indicata per emergenze sanitarie, assistenza domiciliare e supporto respiratorio professionale.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la capacità della bombola?

La capacità è di 2 litri.

La bombola include il riduttore?

Sì, è fornita con riduttore UNI integrato.

Qual è il flusso di erogazione disponibile?

L'erogazione è regolabile da 0 a 15 litri/minuto.

È inclusa una mascherina?

Sì, la confezione comprende anche una mascherina facciale.

La bombola è adatta all'ossigenoterapia domiciliare?

Sì, è ideale sia per uso domiciliare che professionale sanitario.

Bombola ossigeno 2 litri con riduttore UNI per ossigenoterapia.

Completa di manometro, mascherina e borsa protettiva per uso medico e domiciliare.