

BOMBOLA OSSIGENO 7 l - riduttore UNI



BOMBOLA PER OSSIGENOTERAPIA (vuota)

- UNI
- Litri: 7
- Flusso: 0/15 l
- Dimensioni: Ø 140 x 680 mm
- Peso: 11 Kg
- borsa rigida di plastica + protezione

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza.

Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero.

Fornite in una borsa rigida di plastica, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min) e di un manometro ad alta pressione, che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una mascherina facciale.